

# 梅郷サッカークラブにおける AED（自動体外式除細動器）の運用基準

梅郷サッカークラブ

## 1. 目的

この運用基準は、クラブ活動中に心停止などの緊急事態が発生した場合、迅速かつ的確に自動体外式除細動器（以降 AED とする）を使用して救命活動を行うことを目的とする。

## 2. 設置される機器と管理について

設置する機器は以下の通りとし、株式会社ヤガミのレンタル契約品である。

### 【名称】

自動体外式除細動器ライフパック CR2

### 【レンタル期間】

2025 年 7 月 1 日より 2033 年 6 月 30 日

### 【レンタル料】

月額 4378 円（年間一括払い梅郷サッカークラブの口座より自動引き落とし）

### 【機能について】

成人、未就学児対応

オートショック機能付き

### 【設置場所】

野田市立みずき小学校校庭（梅郷サッカークラブ倉庫内）

### 【管理方法について】

月に 1 回正常にバッテリー対応しているか確認する。

点検では、パッドやバッテリーの使用期限の確認

※設置されているパッドの使用期限は 2029 年、予備パッドの使用期限は 2030 年

※確認方法については別途資料あり

※月 1 回の定期点検は、保護者会倉庫当番が行い、点検表に記録する。

異常を発見した場合は速やかにコーチに報告→コーチ LINE で把握

※点検表は倉庫管理担当が年度ごとにまとめ総会で報告する。

その点検記録は PDF 等の電子データで保存する。

### 【付属物品について】

予備パッドは、AED 裏側のバックに保管。

付属のレスキューセットには、洋服を着る「はさみ」、

濡れた肌を拭く「ティッシュ」、胸毛をそる「かみそり」が準備されている。

### 【管理者】

梅郷サッカークラブ 代表 日高 克久

副代表 福田 篤士

管理はコーチで行うこととする。（主にコーチ LINE）

### 【管理における注意点】

使用希望のある場合には、必ずコーチ LINE で事前申請を行う。

倉庫から持ち出し時・返却時は、それぞれ持ち出し表に日時と使用責任者を記載する。

持ち出し希望者が重複した場合には、各々で協議する。

ただし大会主管の場合はそれを優先とする。

### 3. 使用対象者

心肺停止などの重篤な状態にあるすべての人（選手、コーチ、家族など）

### 4. 使用資格

AED は原則として講習（普通救命講習など）を受けたものが使用する。ただし、緊急時には未受講者でも AED の音声ガイドに従って使用することは可能とする。毎年度、スタッフや選手家族に対し救命講習の受講を推奨・実施する。

### 5. 使用を想定する場面について

現在、活動拠点であるみずき小学校にはすでに AED が設置されている。しかし、大会の主管となった場合に会場となることが多い、野田市スポーツ公園には AED の設置がされていない。そのため、大会の主管となった場合において、会場で使用できるよう準備することを主な使用目的とする。大会の主管での使用がない日においては、コーチ LINE で使用の申請を行い、許可が得られた場合は使用可能とする。

### 6. 緊急時の対応手順

- ① 倒れている人を発見したら、まず安全確認。
- ② 反応（呼びかけ）、呼吸の有無を確認。
- ③ 反応、呼吸がなければ直ちに 119 番通報と AED の手配を行う。
- ④ 可能な限り胸骨圧迫（心臓マッサージ）を開始。
- ⑤ AED が到着したら、電源を入れ音声ガイドに従って操作。
- ⑥ 救急隊が到着するまで、胸骨圧迫や AED の使用を継続する。

倒れている人が誰か（氏名、年齢、病歴、どこの人か、付き添い者の有無）を可能な限り把握して救急隊に報告する。

### 7. 記録と報告

AED が使用された場合は、以下の内容を速やかに報告書として記録、保管。

- ① 発生日時、場所
- ② 状況の概要（対象者の状態、対応者の行動など）
- ③ AED の使用状況（電気ショックの有無など）
- ④ その後の経過（救急搬送先、容体）

### 8. 補足事項

クラブ内での定期的な見直し（年 1 回）を行い、必要に応じて改訂する。

入会している会員の保護者、コーチは本 AED の使用方法の動画を閲覧することを推奨する。

改訂履歴

訂番	改訂内容	改訂日	作成者
01	新規作成	9/8/25	平井
02			
03			
04			
05			
06			
07			
08			
09			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			